

Craft hygiene

L'hygiène est un des points clef de votre production. Brewline propose des solutions de nettoyage et de désinfection spécifiquement adaptées à la brasserie. Bénéficiant d'un partenariat historique avec le groupe **ECOLAB**, référence mondiale des produits d'hygiène, nous mettons à votre disposition des fiches de recommandation d'hygiène consultables sur notre site : www.brewline.eu

Alcalin: MIP SM

Détergent alcalin

Détergent alcalin liquide fort à base d'hydroxyde de sodium, il s'utilise en circuit fermé statique ou en circulation et permet le nettoyage de résidu type protéine, résidus de houblons et de drêches, sucre, tannins...

- | | |
|---|--|
| Action désinfectante :
Bactéries : faible
Spores : faible
Levures et moisissures : faible | Utilisation : circulation, pulvérisation, trempage
Dose : 0,7 à 5%
T° recommandée : 60 à 80°C
Usage possible sous atmosphère CO₂ : X |
|---|--|

P3 OXONIA ACTIVE S

Désinfectant

Désinfectant oxydant très puissant à base de peroxyacide, il permet la désinfection de tous les équipements de la brasserie ou de sites d'embouteillage.

- | | |
|--|---|
| Action désinfectante :
Bactéries : forte
Spores : forte
Levures et moisissures : forte | Utilisation : circulation, pulvérisation, trempage
Dose : 0,05 à 0,4 %
T° recommandée : ambiante |
|--|---|

Alcalin: P3 CS 95

Détergent alcalin chloré

Le P3-CS 95 est un produit complexant renforcé d'un pouvoir oxydant puissant apporté par le chlore.

- | | |
|--|--|
| Action désinfectante :
Bactéries : forte
Spores : forte
Levures et moisissures : forte | Utilisation : circulation, spraying
Dose : 0,5 à 2%
T° recommandée : 65°C max
Usage possible sous atmosphère CO₂ : X |
|--|--|

ALCODES

Désinfectant sans rinçage

Désinfectant à base d'alcool, il s'utilise en pulvérisation et est autorisé sans rinçage. Pratique pour désinfecter les becs de tirage, les vannes et robinets de dégustation.

- | | |
|--|---|
| Action désinfectante :
Bactéries : forte
Spores : forte
Levures et moisissures : forte | Utilisation: pulvérisation
Dose : pure
T° recommandée : ambiante |
|--|---|

Acid: HOROLITH FL

Nettoyant, détartrant acide, passivation

Détartrant acide à base d'acide phosphorique et d'acide nitrique, il permet une action de nettoyage, de détartrage ou de passivation selon la concentration utilisée.

- | | |
|---|--|
| Action désinfectante :
Bactéries : faible
Spores : faible
Levures et moisissures : faible | Utilisation : circulation, pulvérisation
Dose : 0,5 à 2%
T° recommandée : 60 à 70°C
Usage possible sous atmosphère CO₂ : ✓ |
|---|--|

Monitoring kit: P3 SPEED CHECK

Nettoyant, détartrant acide, passivation

Il permet de contrôler la propreté des surfaces extrêmement sensibles en mesurant la présence de NAD (Nicotinamide Adénine Dinucléotide), composé présent dans toutes les cellules vivantes. C'est un outil innovant pour élever vos standards d'hygiène et prévenir des risques de contamination.

Packaging : boîte de 50 unités

Pour toute information complémentaire, se référer à la fiche technique ou l'emballage.

Brewline®

ERBSLÖH Geisenheim GmbH - Erbslöhstraße 1 - 65366 Geisenheim - Germany - www.brewline.eu